

# TABLE OF CONTENTS

<b>Catéter para Hemodiálisis .....</b>	<b>2</b>
--	----------

# CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS

## KIT CATÉTER AGUDO RECTO



Dispositivo utilizado como acceso temporal para diálisis o transfusión; infusión venosa continua o discontinua; transfusión de sangre y sus derivados y muestreo de sangre.

El **diseño con punta cónica suave** protege la pared interna del vaso sanguíneo, mientras que su **alambre guía con escala y terminación distal en "J"** permite una inserción precisa y segura.

### Presentación del producto

□ **Empaque:** Individual, caja X 10 unidades.

[Lee mas](#)

**SKU:** N/A

## KIT CATÉTER AGUDO PRECURVADO

Dispositivo utilizado como acceso temporal para diálisis o transfusión; infusión venosa continua o discontinua; transfusión de sangre y sus derivados y muestreo de sangre.

Fabricado con **poliuretano de alta elasticidad y flexibilidad**, permite una mayor adaptabilidad a la anatomía del paciente, asegurando una experiencia menos invasiva. Sus **extensiones de silicona de grado médico** proporcionan una alta biocompatibilidad y permiten la visualización del flujo sanguíneo.

El **diseño con punta cónica suave** protege la pared interna del vaso sanguíneo, mientras que su **alambre guía con escala y terminación distal en "J"** facilita la inserción y el control de la profundidad.

### Presentación del producto

□ **Empaque:** Individual, caja X 10 unidades.

[Lee mas](#)

**SKU:** N/A





# INDEX

## K

Kit Catéter Agudo Precurvado 1

Kit Catéter Agudo Recto 1